

フレックス・ライダーの使い方と禁忌・注意事項および保証について

使い方(設定と操作・PBSマットの取り扱いは別紙参照)

- 1 乗る前のフレームのセッティングで、必ず股関節の屈曲をしっかりつけること(参考写真①)
- 2 サドルは乗った後に差し込むとスムーズ
- 3 乗った直後はまず骨盤ベルトをしっかり締めること
- 4 下肢の伸展緊張が強いときは膝関節をしっかり屈曲させること
- 5 4のとき、サドル固定用のベルトを下腿部前面に装着するとよい(参考写真②)
- 6 前傾膝立ち姿勢と腹臥位姿勢は下記の写真を参考にしてください
- 7 適切な使用経過時間は医師など専門家の指導が必要

禁忌・注意事項

- 1 搭乗中の角度調整ジョイント操作
- 2 無理な姿勢誘導
- 3 口や鼻が塞がるような姿勢での使用
- 4 使用中の介助者不在状況(目と手を離さない)
- 5 胃ろうがある場合の無理な圧迫での長時間継続使用(使用にあたっての医師等の指導が必要)
- 6 角度調整ジョイントの操作時、ゆび等をはさまないように注意すること
- 7 適切な使用経過時間については医師等専門家の指導が必要
- 8 動きの多い方の使用中の転倒・身体のフレームへの衝突によるケガ・転倒には注意すること
- 9 不特定多数の方への使用は、適切なサイズ調整を行うこと・無理な使用は避けること

保証(購入後1年間)

設定と操作・使い方と禁忌・注意事項を守って正常な使用のなかで発生した故障



写真①



写真②

