

## フレックス・ライダー Q&A

Q1 サイズは決まっていますか？

A1 オーダーメイドで一人ひとりの身体寸法に合わせて製作します。

Q2 成長対応機能はありますか？

A2 はい、もちろん。不特定多数の方に使っていただくときの身長調整機能としても有効です。

Q3 身体障害者手帳で購入できますか？

A3 はい、医師の指示によります。起立保持具(プロンボード等)の項目で、特例補装具として扱います。

Q4 特例補装具として扱われることが可能な県は？

A4 今のところ、名古屋市・愛知県・岐阜県などです。

Q5 フレックス・ライダーの購入は、片山車椅子の窓口だけですか？

A5 いいえ。全国の補装具業者さんを通しての販売も可能です。

Q6 納期はどれくらいかかりますか？

A6 標準仕様で約一カ月ほどです。

Q7 持ち運びは可能ですか？

A7 はい。折りたたみ可能で車への搭載もカンタン。マットとフレームを分ければそれぞれ約5キロ。

Q8 マットは洗えますか？

A8 はい。お風呂の残り湯で押し洗い、洗濯機で脱水し、陰干しです。大判タオルを敷いての使用を推奨。

Q9 ヘッドレスト、体幹パット、サドル等は標準のサイズのみですか？

A9 いいえ。別途料金でオーダーメイド可能です。手置き台の作成なども可能です。

Q10 色は標準のみですか？

A10 いいえ。マット・フレームそれぞれ特注カラーをご用意しています。別途料金が必要です。

Q11 胃ろうなどでも使用は可能ですか？

A11 はい。マットが流動性のある特殊素材ですので、突起物の圧力分散に優れています。

Q12 就寝用としても使えますか？

A12 はい。安全を確保できれば、唾液を出しやすく、特殊ベッドとして申請・ご使用の事例もあります。

Q13 あと、いろいろ伺いたいのですが・・・

A14 詳しくはブログ「座位保持な毎日」の「フレックス・ライダーの感動ストーリー」を参照ください！

「座位保持な毎日」 <http://katayama-ws.sblo.jp/>